

premiumTM
plus JAPAN

バキュームミラー

Vacuum Mirror

ミラーヘッドのバキューム孔から吸引し、どのような角度からでも吸い残しを許しません。
お使いのバキュームに接続するだけでご使用いただけるのでスムーズに導入いただけます。
ひとりでの診療時や補綴セット時、口腔内が狭い患者さんの診療時にもおすすめです。



片面・両面の2タイプを
ご用意しております。

お使いのバキュームに接続
ひとり診療時

反射率99%の
表面反射ミラー

補綴セット時
口腔内の狭い患者様



CIALEGESE